

Implant Handpieces

SGM-ER20i

ラッチ式超ミニヘッド

- 最高許容回転速度：1,000 min⁻¹




ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 20 : 1	SGM-ER20i	Y110127	¥106,000

販売名：コントラアングルハンドピース SGM-ER
届出番号：09B2X00016000015
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

SGMS-ER20i

ラッチ式超ミニヘッド(ストッパー付)

- 最高許容回転速度：1,000 min⁻¹



着脱が簡単な調整幅8 mmと
12 mmの2種類のストッパー。



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 20 : 1	SGMS-ER20i	Y110147	¥117,000

販売名：サージカルハンドピース SGMS-E
届出番号：09B2X00016000018
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

- 最高許容回転速度以降の表記は、ヘッド(バー)が示す速度を表わしています。

Micro Surgery Handpieces

ストレートハンドピース

- 最高回転速度：40,000 min⁻¹
- リング式チャック
- サージカルバー用(φ2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1 : 1	SGS-ES	H264	¥96,000

販売名：ストレートハンドピース SGS-E
届出番号：09B2X00016000013
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

ストレートハンドピース

- 最高回転速度：80,000 min⁻¹
- リング式チャック
- サージカルバー用(φ2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
増速 1 : 2	SGS-E2S	H266	¥117,000

販売名：ストレートハンドピース SGS-E2
届出番号：09B2X00016000014
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

20°アングルハンドピース

- 最高回転速度：40,000 min⁻¹
- リング式チャック
- サージカルバー用(φ2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1 : 1	SGA-ES	H263	¥131,500

販売名：アングルハンドピース SGA-E
届出番号：09B2X00016000011
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

20°アングルハンドピース

- 最高回転速度：80,000 min⁻¹
- リング式チャック
- サージカルバー用(φ2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
増速 1 : 2	SGA-E2S	H265	¥153,000

販売名：アングルハンドピース SGA-E2
届出番号：09B2X00016000012
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

- 最高回転速度以降の表記は、ヘッド(バー)が示す速度を表わしています。



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

Micro Saw Handpieces

レシプロ

- 1.8 mm前後動
- 外部注水ノズル付



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 3.2:1	SGR2-E	SH162	¥184,000

販売名：レシプロハンドピース SGR2-E
届出番号：09B2X00016000020
一般的名称：手術用のこぎり 一般医療機器
※各種ブレードは別売りです。

オシレート

- 17°左右動
- 外部注水ノズル付



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 3.3:1	SGO2-E	SH164	¥236,500

販売名：オシレートハンドピース SGO2-E
届出番号：09B2X00016000022
一般的名称：手術用のこぎり 一般医療機器
※各種ブレードは別売りです。

サジタル

- 3°左右動
- 外部注水ノズル付



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 3.2:1	SGT2-E	SH163	¥218,400

販売名：サジタルハンドピース SGT2-E
届出番号：09B2X00016000021
一般的名称：手術用のこぎり 一般医療機器
※各種ブレードは別売りです。

レシプロ用ブレード

製品名	製品	製品番号	標準価格
SGR-1	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1ケース10枚入 	Y900072	¥17,000
SGR-2	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1ケース10枚入 	Y900073	¥18,000
SGR-3	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1ケース10枚入 	Y900074	¥19,000

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000102 一般的名称：のこぎり 一般医療機器
※各種ブレードは別売りです

サジタル用ブレード

製品名	製品	製品番号	標準価格
SGT-1	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1ケース10枚入 	Y900075	¥17,000
SGT-2	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1ケース10枚入 	Y900076	¥18,000

販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000100 一般的名称：のこぎり 一般医療機器
※各種ブレードは別売りです

オシレート用ブレード

製品名	製品	製品番号	標準価格
SGO-1	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.3 mm ● 1枚入 	H174034	¥2,700
SGO-2	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.3 mm ● 1枚入 	H174044	¥2,700
SGO-3	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.3 mm ● 1枚入 	H174031	¥2,700
SGO-4	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.3 mm ● 1枚入 	H174041	¥2,700
SGO-5	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1枚入 	H174032	¥3,000
SGO-6	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1枚入 	H174042	¥3,000

販売名：SGO-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000098 一般的名称：のこぎり 一般医療機器
※各種ブレードは別売りです

熱水洗浄可能 オートクレーブ可能

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700

TEL: 0289-64-3380
FAX: 0289-62-5636

東京事務所 〒110-0015

東京都台東区東上野4-8-1

TIXTOWER UENO 9F

TEL: 03-5828-4180

FAX: 03-5828-0064

大阪事務所 〒530-0057

大阪市北区曽根崎2-12-7

清和梅田ビル 10F

TEL: 06-6315-7217

FAX: 06-6315-7218

ナカニシお客様相談窓口

ナカニシ コール

受付時間 (土日祝日を除く)

9:00~17:00

0120-7242-56

NSK製品に関するご意見・ご質問など、お気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



PR-D1304v2 2023-08-31.NHQ