









SPARE PARTS







SPARE PARTS


Ti-Max Z890 / Z990 P21-27

製品名	製品	製品番号	標準価格
TiZ9-MU03 Z890用 カートリッジ		PA2380 X001	¥35,000
TiZ9-SU03 Z990用 カートリッジ		PA2381 X001	¥35,000
TiZ9-MU04 Z890用ヘッドキャップ NSK, KaVo, Dentsply Sirona, モリタ タイプ用		PA2380 X050	¥5,250
TiZ9-SU04 Z990用ヘッドキャップ NSK, KaVo, Dentsply Sirona, モリタ タイプ用		PA2381 X050	¥5,250
TiZ9-MU04(YOS) Z890用ヘッドキャップ ヨシダ, オサダ タイプ用		PA2380 X051	¥5,250
TiZ9-SU04(YOS) Z990用ヘッドキャップ ヨシダ, オサダ タイプ用		PA2381 X051	¥5,250





S-Max M micro / M800 / M900 P28-33

製品名	製品	製品番号	標準価格
SX3-NU03 M micro用 カートリッジ		PA2307 X001	¥34,000
SX4-MU03 M800用 カートリッジ		PA1280 X003	¥34,000
SX4-SU03 M900用 カートリッジ		PA1281 X003	¥34,000
SX-NU04 M micro用 ヘッドキャップ		PA2307 X050	¥5,250
SX-MU04 M800用ヘッドキャップ NSK, KaVo, Dentsply Sirona, モリタ タイプ用		P1001500	¥5,250
SX-MU04(YOS) M800用ヘッドキャップ ヨシダ, オサダ タイプ用		P1026500	¥5,250
SX-SU04(YOS) M900用 ヘッドキャップ		P1027500	¥5,250
SX-NU05 M micro用 ヘッドキャップレンチ		PA2307 X765	¥1,050
SX-SU05 M800, M900用 ヘッドキャップレンチ		20000535	¥1,050

製品名	製品	製品番号	標準価格
TiZ9-SU05 ヘッドキャップレンチ		PA2381 X765	¥1,050
S970 Oリングセット (4個入)		Y1001953	¥1,280
Oリング カートリッジ用 リア側、ミドル側		D0319059 080	¥260
Oリング カートリッジ用 フロント側		D0312049 030	¥320
Oリング ヘッドキャップ用		D0312090 040	¥320
クリーニング ワイヤ		Z144101	¥160

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング カートリッジ用 M micro, M800 フロント		D0312049 030	¥320
Oリング カートリッジ用 M micro ミドル・リア		D0319059 080	¥260
Oリング カートリッジ用 M800 リア側, M900 フロント側		D0312069 030	¥320
Oリング カートリッジ用 M900 リア		D0312077 030	¥320
Oリング M micro ヘッドキャップ用		D0312065 040	¥320
Oリング M800, M900 ヘッドキャップ用		D0312090 040	¥320
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600
クリーニング ワイヤ		Z144101	¥160

S-Max pico P34-38




製品名	製品	製品番号	標準価格
SX-PU03 カートリッジ		P1140200	¥31,500
SX-PU04 ヘッドキャップ NSK, KaVo, Dentsply Sirona, モリタ タイプ用		P1140500	¥5,250
SX-PU04(YOS) ヘッドキャップ ヨシダ, オサダ タイプ用		P1148500	¥5,250
SX-PU05 ヘッドキャップレンチ		20002803	¥1,050

Ti-Max X450 P40-43

製品名	製品	製品番号	標準価格
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600

FX シリーズ P62-65



















製品名	製品	製品番号	標準価格
FX25-03 FX25用 カートリッジ		C1052700	¥10,500
FX23-03 FX23用 カートリッジ		C1056700	¥5,250
FX25-04 FX25, FX23用 ヘッドキャップ		C1052500	¥5,250
FX注水ノズル FX25, FX23, FX15用 チューブ付		C1052702	¥2,100

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング カートリッジ用		D0319059 080	¥260
Oリング ヘッドキャップ用		D0312065 040	¥320
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600














製品名	製品	製品番号	標準価格
注水ノズル FX65用 チューブ付		H019711	¥2,100
FXレンチ FX25, FX23用		C1052701	¥320
チューブ		Z166101	¥210

SPARE PARTS

EX シリーズ P66-67

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
FPB-03 FPB用カートリッジ		C875060	¥10,500	スクリュー軸組付 AR-Y(S)用		C185A012	¥3,000
NAC-03 NAC用カートリッジ		C030011	¥3,400	防塵シール AR-Y(S)用		C571360	¥210
注水ノズル FPB, NAC, VM用 チューブ付		C032701	¥2,100	口金メタル AR-Y(S)用		C185B108A	¥210
FPB-02 FPB, FFB用 ミドルギア		C875012	¥2,700	口金 AR-Y(S)用 正ネジタイプ		C185C119	¥1,050
NAC-02 NAC, AR用 ミドルギア		C032012	¥2,700	スクリュー軸 口金セット AR-Y(S)用 正ネジタイプ		C185C060	¥4,400
ラッチ板 NAC用		C032103	¥210	口金 AR-Y(S)用 逆ネジタイプ		C185911	¥1,050
ラッチ板止め ネジ NAC用		C032104	¥210	スクリュー軸 口金セット AR-Y(S)用 逆ネジタイプ		C185D060	¥4,400
口金レンチ AR-Y(S)用		C185C751	¥210	プランジャ組付 EVA用		C235A015	¥5,300
口金レンチ(黒)		C071751	¥320	クビ本体組付 EVA用		C235A012	¥3,300
チューブ		Z166101	¥210				

NLX nano P72-74

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
NLX nano MC ライト付モーター (コード付)		E1044001	¥150,000	リング モーター用		D0312185 050	¥540
NLX nano ライト付モーター (コード無し)		E1044051	¥120,000	アダプター NLX-YOS ヨシダクイックジョイント (ライト付)		T1024001	¥5,250
NLX CD コード (2.2 m)		E1044061	¥30,000	アダプター NLX-YS2 ヨシダクイックジョイント (ライト無し)		T1026001	¥5,250
NLAC(100V) ACアダプター		U497001	¥17,500	アダプター NLX-MRT モリタαメインチューブ		T1023001	¥5,250
ACコード		U435550	¥540	アダプター NLX-OS オサダ 4HL, 3HL		T1025001	¥5,250
リング		D0312074 080	¥320	EL400 ステア 取付金具		Z249	¥4,200
リング		D0313084 070	¥320				

SPARE PARTS

バリオスコンビ Pro P80-89

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
VA2-LUX-HP Ti バリオス2ハンドピース (ライト付)		EA1203X 050	¥104,000	水供給用 コネクタ		U387030	¥7,500
パウダー ハンドピース プロファイ用		T1074001	¥64,000	ケース付 水フィルター		Y900069	¥4,100
パウダー ハンドピース ペリオ用		T1077001	¥85,500	水フィルター		U387042	¥2,000
ハンドピース コード VA2-LUX-HP用		E351054	¥25,000	CR-10 チップ交換レンチ		Z221076	¥7,600
ノズル プロファイ用		T1074012	¥16,500	Eチップ用レンチ		Z217399	¥1,100
ノズル ペリオ用		T1077012	¥16,500	チップホルダー バリオス用		Z221A080	¥3,700
FC-79 フットコントロール		Z1256001	¥45,000	チップカバー-L		Z217850	¥850
チャンバー プロファイ用		U1135018	¥63,000	チップカバー-S		Z217851	¥540
チャンバー ペリオ用		U1135019	¥63,000	滅菌ケース		Z1035001	¥5,400
ハンドピース ホース プロファイ用		T1051001	¥36,000	Oリングセット チャンバー接続部		Y1003435	¥1,600
ハンドピース ホース ペリオ用		T1053001	¥36,000	Oリング ハンドピースコード用		Y1003546	¥210
VCPボトル セット		U1135017	¥6,000	Oリングセット 注水ボトル用		Y1003544	¥640
エアーホース		D0914406 036	¥3,800	Oリングセット ハンドピースホース用 プロファイ、ペリオ共通		Y1003500	¥640
水フィルター セット (3.6 m)		U1135078	¥8,500	Oリングセット ノズル用 プロファイ、ペリオ共通		Y1003501	¥640
注水ポンプ		U1135079	¥5,400	リングレンチ		T1074601	¥540

スヘア
パーツ

SPARE PARTS



熱水洗浄可能



135°C オートクレーブ可能

SPARE PARTS

バリオス970 / バリオス370 P90-93

製品名	製品	製品番号	標準価格
VA2-LUX-HP Ti バリオス2ハンドピース (ライト付)		EA1203X 050	¥104,000
VA2-HP バリオス2ハンドピース (ライト無し)		E350050	¥58,000
VA970LUX-SC ハンドピースコード Varios 970 LUX用		E351055	¥25,000
VA970-SC ハンドピースコード Varios 970用		E350055	¥19,500
FC-70 フットコントロール (2.5 m)		Z1008001	¥7,000
FC-71 フットコントロール (5 m)		Z1008002	¥7,000
ACコード Varios 970用		U271013	¥3,250
バリオス370/370LUX ACアダプター プラグ付(5 m)		Y1001788	¥19,000
水フィルターセット(2m) 水供給用チューブ2本組、 水フィルター、 水フィルターケース		U387040	¥6,800
水フィルターセット(4m) Varios 370用 水供給用チューブ2本組、 水フィルター、水フィルターケース		U1007080	¥9,000
水供給用 チューブ(2m)		U387580	¥2,200
水供給用 チューブ(4m) Varios 370用		D0914406 040	¥4,400
チューブ抑え リング (2個セット)		Y900077	¥540
ハンドピース ホルダー Varios 370用		10001505	¥2,100
VA ボトル400 セット Varios 970用 (400 mL)		Z1047002	¥6,000
VA ボトル400用 蓋 Varios 970用		10000652	¥3,500
VA ボトル400 Varios 970用 (400 mL)		20000947	¥2,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
交換用ポンプ Varios 970用		10000643	¥5,400
水供給用 コネクター		U387030	¥7,500
ケース付 水フィルター		Y900069	¥4,100
水フィルター		U387042	¥2,000
CR-10 チップ交換レンチ		Z221076	¥7,600
Eチップ用レンチ		Z217399	¥1,100
チップホルダー バリオス用		Z221A080	¥3,700
チップカバー-L		Z217850	¥850
チップカバー-S		Z217851	¥540
滅菌ケース		Z1035001	¥5,400
バリオス 350/370用 スタンド		Z254	¥9,000
バリオス 350/370用 ステー		Z259	¥6,500
コントロール ユニットホルダー Varios 370用		Y1001812	¥2,700
スパナ (5 × 8)2個入		Y1001301	¥1,100
Oリング ハンドピースコード用		D0310020 080	¥210
Oリング(細) VA ボトル400用		D0312090 100	¥320
Oリング(太) VA ボトル400用		D0310075 165	¥320

iCart

製品名	製品	製品番号	標準価格
iCart-S		Z298	¥52,500
iCart-L		Z299	¥52,500

仕様
●外形寸法: W 360 × D 420 × H 800 mm
●重量: 10 kg












仕様
●外形寸法: W 360 × D 420 × H 800 mm
●重量: 10 kg













Z-Cart

製品名	製品	製品番号	標準価格
Zカート		Z271	¥86,000

仕様
●外形寸法: W 400 × D 420 × H 800 mm
(高さは3段階800, 750, 700 mm)
●重量: 21.4 kg
●コード長さ: 3 m(アース付)
●電源入力コンセント 2口付












プロフィーメイト neo P116-118

製品名	製品	製品番号	標準価格
PMN-HP ハンドピース (60°ノズル付)		T797010	¥53,000
60°ノズル		T797012	¥16,500
80°ノズル		T797013	¥16,500
パウダーケース カバー		T798133	¥2,000
ゴムパッキン		T798135	¥1,000
Oリング ノズルフロント側		D0312039 070	¥320
Oリング ノズリア側		D0312029 070	¥320
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600
PM Oリングセット (3個入)		Y900054	¥960
リングレンチ		T797601	¥540
フロアーノズル PTL		T798094	¥1,600
フロアーノズル MR		10000726	¥1,600

製品名	製品	製品番号	標準価格
フロアーノズル YS		T1034094	¥1,600
フロアーノズル FJ		T1033094	¥1,600
フロアーノズル KV		T886094	¥1,600
フロアーノズル SR		T887094	¥1,600
フロアーノズル WH		T888094	¥1,600
フロアーノズル BA		T889094	¥1,600
フロアーノズル M4		T884094	¥1,600
タービン用オイル		Z016112	¥800
掃除用ワイヤー (大)		T798091	¥650
掃除用ワイヤー (小)		T798095	¥650
掃除用ファイル		T798092	¥800
掃除用ブラシ		T798093	¥800



ベリオメイト P120-122

製品名	製品	製品番号	標準価格
PER-HP ベリオメイトノズル付		T1043010	¥75,000
ベリオメイト ノズル		T1043012	¥16,500
パウダーケース カバー		T798133	¥2,000
ゴムパッキン		T798135	¥1,000
Oリング ノズルフロント側		D0312039 070	¥320
Oリング ノズリア側		D0312023 060	¥320
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600
PM Oリングセット (3個入)		Y900054	¥960
リングレンチ		T797601	¥540
ベリオメイト ノズルチップ リムーバー		T1043751	¥540
ベリオメイト フロアーノズル PTL		T1042094	¥1,600
ベリオメイト フロアーノズル MR		T1056094	¥1,600

製品名	製品	製品番号	標準価格
ベリオメイト フロアーノズル YS		T1060094	¥1,600
ベリオメイト フロアーノズル FJ		T1062094	¥1,600
ベリオメイト フロアーノズル KV		T1044094	¥1,600
ベリオメイト フロアーノズル SR		T1046094	¥1,600
ベリオメイト フロアーノズル WH		T1048094	¥1,600
ベリオメイト フロアーノズル M4		T1052094	¥1,600
タービン用オイル		Z016112	¥800
掃除用ワイヤー (大)		T798091	¥650
掃除用ワイヤー (小)		T798095	¥650
掃除用ファイル		T798092	¥800
掃除用ブラシ		T798093	¥800

SPARE PARTS

S970 エアースケーラー P128-131

製品名	製品	製品番号	標準価格
CR-20 チップ交換レンチ		Z1090001	¥7,500
Eチップ用レンチ		Z217399	¥1,100
チップホルダー エアースケーラー用		Z252A080	¥3,400

製品名	製品	製品番号	標準価格
チップカバー-L		Z217850	¥850
チップカバー-S		Z217851	¥540
S970 Oリングセット (4個入)		Y1001953	¥1,280






バリオスチップ / エアースケーラーチップ

製品名	製品	製品番号	標準価格
固定ネジ V30, S75 Vチップホルダー用		Z217310	¥840
チャック S35 Vチップホルダー用		Z252242	¥1,400
チャック V30, S75 Vチップホルダー用		Z217311	¥740

製品名	製品	製品番号	標準価格
ナット E11, E12, V10, S35用		Z217241	¥2,100
Oリング E11, E12, V10, S35用		D0312017 100	¥320

iProphy P144-145




製品名	製品	製品番号	標準価格
iProphy モータハンド ベース		E1117	¥46,000
iProphy スタンド		U1091002	¥15,000
ACアダプタ		Y1002870	¥13,000
Fタイプ スプレーノズル		Z256090	¥1,100
NAC-02 NAC用ミドルギア		C032012	¥2,700
NAC-03 NAC用カートリッジ		C030011	¥3,400

製品名	製品	製品番号	標準価格
iProphy バッテリーパック		E1080052	¥4,900
NAC-Y プロフィー用、ラッチ式 コントラバー用(ø2.35)		C032002	¥14,500
EVA-Y 上下運動ヘッド エバチップ用		C235	¥13,000
FC 等速 1:1		C873	¥11,000
F4R 減速 4:1		C872	¥13,500




エンドメイト TC2 P148-150

製品名	製品	製品番号	標準価格
単4ニッケル水素 電池セット (2本入)		Y900103	¥1,050
TC2用 充電器		Y1001446	¥28,000
コード MPAS用		C876021B	¥1,600

※電池セット：充電式以外のアルカリ、マンガン電池などは使用できません。
※写真電池はサンプルです。

製品名	製品	製品番号	標準価格
コード押さえ		C876509	¥540
ACコード		U435550	¥540
バッテリーカバー		E346103	¥1,100

エンドメイト TC2 ヘッド&シャンク P150

製品名	製品	製品番号	標準価格
MP-Y ミニヘッド、360°回転 Ni-Tiファイナル用(ø2.35) プッシュボタン式チャック		C547	¥19,000
MPAS-Y 根管長測定器接続用 (シャンク長12 mm) ミニヘッド、360°回転 Ni-Tiファイナル用(ø2.35) プッシュボタン式チャック		C882	¥30,000
F4R 減速 4:1		C872	¥13,500















製品名	製品	製品番号	標準価格
F10R 減速 10:1		C398	¥15,000
F16R 減速 16:1		C871	¥16,000
F20R 減速 20:1		C399	¥16,000





iPex II P152-153

製品名	製品	製品番号	標準価格
iPex II ファイナルクリップ (1本)		U1109351	¥2,000
iPex II テスター (1個)		U1109353	¥1,400

製品名	製品	製品番号	標準価格
iPex II プロープ (1本)		U1109352	¥3,500
リップフック (1本)		U501513	¥800

ビバエース P156-161

製品名	製品	製品番号	標準価格
isoE-LUX		Z1265	¥36,500
VA2-LUX-HP パリオス2ハンドピース (ライト付)		E351050	¥103,000
吸引歯ブラシ キット チューブ付(10キット)		U1144089	¥30,000
バキュームノズル (10本セット)		U1144088	¥5,100
V-ace バキュームホース セット		U1144074	¥32,000
V-ace バキュームボトル セット		U1144070	¥27,000
V-ace バキュームボトル 蓋セット		UA11440 190	¥24,500
V-ace バキュームボトル		UA11440 875	¥2,700
フィルター Oリング付		UA11440 189	¥1,600
Oリング フィルター用		D0312128 060	¥320
V-ace 3way シリンジセット		U1144040	¥37,500
V-ace 3way シリンジノズル		U1144046	¥4,900
V-ace バキューム 中継ホース		U1144753	¥3,800
バキューム キャップA		U1144750	¥900
バキューム キャップB		U1144751	¥900

製品名	製品	製品番号	標準価格
ホースキャップ		U1144752	¥900
V-ace 注水ボトルセット		U1144080	¥20,000
V-ace 注水ボトル蓋 セット		UA11440 195	¥16,500
V-ace 注水ボトル		UA11440 885	¥2,700
FC-76S フットコントロール インスツルメント用		Z1082003	¥9,200
FC-70S フットコントロール バキューム用		Z1008004	¥7,000
ACコード		U435550	¥540
V-ace ショルダーベルト		U1144370	¥8,500
蓋パッキン 注水ボトル用		U1144729	¥1,100
蓋パッキン バキュームボトル用		U1144636	¥540
VS排唾ボトル用 パッキン (黒)		Z1137352	¥320
Oリングセット モーター用		Y1003728	¥1,280
洗浄アダプター		U1144097	¥2,100
注水プラグセット		Y1003730	¥4,900
ヒューズ		D1202231 510	¥210

ビバQ P162-165

製品名	製品	製品番号	標準価格
ビバQ キャリングバッグ		U1173100	¥29,000
ホルダセット		U1173050	¥8,700
FC-70S フットコントロール		Z1008004	¥7,000
吸引歯ブラシ キット チューブ付 (10キット)		U1144089	¥30,000
バキュームノズル (10本セット)		U1144088	¥5,100
バキュームホース セット		U1173074	¥35,000
ホースキャップ		U1144752	¥900
バキュームバルブ		U1144079	¥22,000
Oリング バキュームバルブ ホース側用		D0312100 150	¥320
Oリング バキュームバルブ バキュームノズル側用		D0312107 150	¥210
バキュームホース ビバQ用(1.8 m)		U1173076	¥12,000
Oリングセット バキュームホース ジョイント用 (2個入)		Y1004143	¥640
洗浄アダプター		U1144097	¥2,100
バキューム キャップA		U1144750	¥900
バキューム キャップB		U1173080	¥900
バキュームボトル セット ビバQ用		U1173070	¥29,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
バキュームボトル ビバQ用 蓋なし		U1173417	¥8,100
パッキン バキュームボトル蓋用		U1173413	¥1,100
Oリング フロートジョイント用		D0311138 240	¥320
Oリング バキュームボトル蓋 ジョイント用		D0311148 180	¥210
フロート玉 ボトル用		U1173407	¥900
フロート本体 ボトル用		U1173410	¥1,600
フィルター バキュームボトル用		U1173415	¥1,600
ドレンねじセット		U1173032	¥1,600
Oリング コントロールユニット ジョイント用		D0312215 150	¥360
フィルター コントロールユニット用		U1173227	¥210
ACコード		U435550	¥540
ヒューズ T2.5 AH 250 V		D1202225 010	¥230
ホルダ		U1173605	¥2,700
ボール (1本)		U1173061	¥1,600
ボール台座		U1173060	¥2,700

SPARE PARTS












ビバメイト G5 P166-167

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
VMG30EM ビバメイトG5 モーター&コード		E1069	¥82,000	ACコード		U435550	¥540
FC-76M フットコントロール ※標準セットには 含まれておりません。		Z1082002	¥9,200	キャリングセット ビバメイトG5用		Y1002171	¥5,400
ハンドピース スタンド		Z095205	¥2,100	Oリング		D0313084 070	¥320
バッテリーパック		U1068052	¥15,000	Oリング		D0312074 080	¥320
ACアダプター ビバメイトG5用		U1115	¥14,000				

Surgic Pro2 P170-179








製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
リンクモジュール		Z1402001	¥22,000	電源コード		U389013	¥3,250
リンクスタンド 2		Z1452001	¥16,200	ハンドピース スタンド		Z1402110	¥2,650
キャリングケース Surgic Pro2		Y1500395	¥63,000	チューブホルダー (7個入)		Y900083	¥2,600
FC-81 ワイヤレス フットコントロール		Z1401001	¥91,000	イリゲーション チューブ (10本入)		Y1001210	¥16,000
SGL80M ライト付 モーター&コード		Y1004211	¥207,500	プロテクション プラグ		10001595	¥1,100
SG80M ライト無し モーター&コード		Y1004212	¥181,500	バッテリーカバー フットコントロール用		Z1401068	¥1,050
チューブ抑え		E1198105	¥4,500	リンクボックス		Z1402010	¥16,200
ロッド ボトル支柱		U370152	¥4,500	リンクケーブル		Z1402051	¥5,400

VarioSurg 3 P192-211











製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
VS3-LED-HPSC LEDハンドピース (ハンドピースコード 2m付属)		E1133	¥281,000	イリゲーション チューブ (10本入)		Y1001210	¥16,000
Eチップ用レンチ V10-S用		Z217399	¥1,100	ロッドVS ボトル支柱		U564152	¥4,500
VSチップレンチ CR-40 SG1A, SG8A用 ソケットリフト用		Z305350	¥1,100	チューブホルダー (7個入)		Y900767	¥2,600
チップ交換レンチ CR-30		10000977	¥9,200	VA-SG-CASE 滅菌ケース		20001326	¥41,000
チップホルダー		20001327	¥6,500	滅菌トレー MAXI REACH用		ZA16050 001	¥18,500
ハンドピース スタンド		Z1029201	¥2,650				

SPARE PARTS

インプラント用ハンドピース X-DSG / X-SG / SG P180-181

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
センター注水ノズル ノズル長: 23 mm		10000324	¥2,300	二分岐注水チューブ		C823752	¥2,700
センター注水ノズル M ノズル長: 20 mm		10001364	¥2,300	クリーンワイヤ		20000512	¥630
パイプホルダー X-DSG20L, X-DSG20 X-SG20ML		20000396	¥2,300	キャリブレーションバー		Z1057101	¥540
パイプホルダー SG20M用		20000357	¥2,300				

インプラント用ハンドピース SGM / SGMS シリーズ P184

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
SGM-I ラッチ式、超ミニヘッド		C293	¥36,000	二分岐注水チューブ		C823752	¥2,700
SGMS-I ラッチ式、超ミニヘッド (ストッパー付)		C594	¥46,500	レンチ SGM, SGMS用		Z103101	¥1,100
ER20i 20:1減速 ハンドピース		C629	¥70,000	Eチップ用レンチ		Z217399	¥1,100
センター注水ノズル SGM, SGMS用 ノズル長: 23 mm		C293025	¥4,200	ストッパー(L) SGMS用 12 mm		C594031	¥5,250
チューブクランプ		C202750	¥1,200	ストッパー(S) SGMS用 8 mm		C594021	¥5,250

マイクロサージェリーハンドピース P186

製品名	製品	製品番号	標準価格
注水ノズル SGS, SGA用		H263018	¥3,400

マイクロソナーハンドピース P188

製品名	製品	製品番号	標準価格
注水ノズル SGR, SGT, SGO用		SH162035	¥3,400




iSD900 P190-191

製品名	製品	製品番号	標準価格
iSD-HP コントラアングル ヘッド		C1060001	¥42,000
iSD900用 充電器		U1071001	¥28,000
ACコード		U435550	¥540
トルク キャリブレーター		Z1056001	¥12,000

Osseo 100+ P212-213

製品名	製品	製品番号	標準価格
マルチベグ ドライバー		55003	¥5,200
プローブカバー (20枚入)		55105	¥8,100
ACアダプター		55263	¥6,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
8×5スパナ		K040751	¥540

製品名	製品	製品番号	標準価格
キャリブレーション バー		Z1057101	¥540
ON/OFF スイッチレバー		Z1070001	¥540
単4ニッケル水素 電池セット (2本入)		Y900103	¥1,050

※電池セット：充電式以外のアルカリ、マンガン電池などは使用できません。
※写真電池はサンプルです。



















製品名	製品	製品番号	標準価格
ACアダプター用 変換プラグ US/JP		55267	¥650
ISQテスター		55217	¥15,000
マルチベグ			下記の対応表を ご参照下さい

マルチベグ対応表 ▶










SPARE PARTS











iClave mini2 P216-219

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
バスケット		U1159101	¥16,200	排水タンク キャップセット		UA11850860	¥5,400
仕切りスタンド		U1159102	¥4,300	給水タンクカバー		UA11850265	¥3,000
仕切り板(長)		U1159103	¥1,600	給水タンク蓋		UA11850106	¥1,700
仕切り板(短)		U1159104	¥1,100	給水タンク本体		UA11850105	¥3,000
水フィルタ		U1159107	¥1,600	給水ホースセット		UA11850266	¥3,500
フィルタ受け		105321	¥1,600	パッキン		UA11850173	¥5,400
エアフィルタ		U1159109	¥8,700	Oリング 給水ジョイント		D25100602	¥900
フックハンドル		UA11850232	¥4,300	ヒューズ (15 A)		UA11850239	¥320
排水タンク		UA11850234	¥1,600	排水ホースセット		Y1500197	¥8,100

iCare P224-227

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
iCare用 メンテナンスオイル 1 L		Z016130	¥11,500	エアフィルター		U508352	¥6,000
iCare用 メンテナンスオイル 6本入		Y1002783	¥65,000	チャック清掃用 ノズル		Z257301	¥1,700
ミストフィルター セット (12個入)		Y900159	¥2,000	ハンドピースヘッド フィルター (200個入)		U1120118	¥5,000
オイルシート (10枚入)		U433135	¥1,100				

EZスプレー P232-233

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
EZスプレー グリップ		Z229011	¥15,000	EZ-M4 アダプター		Z229040	¥5,250
コイルチューブ		Z229135	¥1,600	PA用ノズル		Z229030	¥1,700
グリップホルダー		Z229201	¥840	PTL用ノズル		Z229035	¥5,000
缶ホルダー		Z229020	¥4,000	Oリング グリップ用		D0312060 100	¥320
切換バルブ		Z229017	¥4,000	エア配管用 継手 PEG6-4		D2A100307	¥600

SPARE PARTS

アルチメイト XL シリーズ P238-243

製品名	製品	製品番号	標準価格
UMXL-TM モーター(1.2mコード) トルクタイプ		E355	¥51,500
UMXL-CM モーター(1.2mコード) コンパクトタイプ		E356	¥51,500
UMXL-TM 2M モーター(2mコード) トルクタイプ		E355002	¥54,500
UMXL-CM 2M モーター(2mコード) コンパクトタイプ		E356002	¥54,500
UHRXL-TP ハンドピース トルクタイプ		H270	¥33,500
UHRXL-C ハンドピース コンパクトタイプ		H271	¥33,500
モーターコードT (1.2m) トルクタイプ用		E355051	¥8,500
モーターコードC (1.2m) コンパクトタイプ用		E356051	¥8,500
モーターコードT (2m) トルクタイプ用		E355055	¥11,500
モーターコードC (2m) コンパクトタイプ用		E356055	¥11,500

アルチメイト XLシリーズのヒューズの見分け方(シリアル番号で判別)

- T3.15 AL: ユニットのシリアル番号(ユニット背面に記載)の頭が“B”以外の場合
- T3.15 AH: ユニットのシリアル番号(ユニット背面に記載)の頭が“B”からはじまる場合

ボルバー i7 P244-245

製品名	製品	製品番号	標準価格
GX35RM-B&SCD モーター&コード (UHR45C用)		E1179	¥51,500
GX35EM-B&SCD E-タイプモーター& コード(VR-EB用)		E1180	¥56,000
UHR45C ハンドピース (リングタイプ)		H203002	¥28,000
VR-EB E-タイプハンドピース (リングタイプ)		H1062	¥31,000
GX用カーボン ブラシ GX35RM-B, GX35EM-B用(2個入)		E023011S	¥2,900

製品名	製品	製品番号	標準価格
FC-64 フットペダル (XL, XL-D用)		Z304	¥10,000
ハンドピース スタンド (スパナは付属しており ません)		Z095201	¥2,100
空間スタンド (XL用)		Z083	¥6,700
チャック CHH2.35		H203A180A	¥4,500
ハンドピース ホルダー XL用		Y900770	¥2,100
スパナ 回転止め用 (7×5.1)		H269751	¥250
スパナ チャック調整用 (7×5.1)		K015751	¥540
ブラケットセット (XL-D, XL-K用)		U364090	¥2,100
ヒューズ T3.15 AL		D1200131 510	¥230
ヒューズ T3.15 AH		D1202231 510	¥210

プレスト アクア II P246

製品名	製品	製品番号	標準価格
PRA-HP プレストアクア ハンドピース		T816	¥73,500
プレストアクア II用 ホース		Z308050	¥12,500
QD-J B3 カップリング		T354051	¥10,000
PR-AQ03 プレストアクア カートリッジ		T816016	¥24,500
Oリング(小) ジョイント部用		D0312019 085	¥320
Oリング(大) ジョイント部用		D0312063 080	¥320
チャック		T815019	¥3,200
AFC-40 フットペダル		Z127	¥14,500
プレスト用 配管ホース (2m)		Z101240	¥2,000

プレスト II P247

製品名	製品	製品番号	標準価格
PR-HP プレストハンドピース (2mホース付)		T815	¥71,000
ハンドピース スタンド		Z010134	¥2,100
AFC-40 フットペダル		Z127	¥14,500
PR-03 プレストカートリッジ		T815016	¥18,500
チャック		T815019	¥3,200

製品名	製品	製品番号	標準価格
水フィルターセット(2m) 水供給用チューブ2本組、 水フィルター、 水フィルターケース		U387040	¥6,800
ケース付 水フィルター		Y900069	¥4,100
水フィルター		U387042	¥2,000
チューブ抑え リング (2個セット)		Y900077	¥540
PRA II ボトルセット		Z308040	¥8,250
PRA IIボトル用 Oリングセット (2個入)		Y900327	¥640
ブラケットセット		Z308060	¥5,150
EDスパナ		C034751	¥400
プレスト パーレンチ		T815030	¥1,600

製品名	製品	製品番号	標準価格
プレスト用ホース (2m)		T815220	¥2,000
プレスト用 配管ホース (2m)		Z101240	¥2,000
LABスパナ		H005751	¥250
EDスパナ		C034751	¥400
プレスト パーレンチ		T815030	¥1,600

タービンカートリッジ早見表

ハンドピース				カートリッジ			ヘッドキャップ		
製品名	製品名	製品番号	標準価格	製品名	製品番号	標準価格	製品名	製品番号	標準価格
Z890L	TiZ9-MU03	PA2380X001	¥35,000	TiZ9-MU04	PA2380X050	¥5,250			
Z890ML	TiZ9-MU03	PA2380X001	¥35,000	TiZ9-MU04	PA2380X050	¥5,250			
Z890KL / Z890SL	TiZ9-MU03	PA2380X001	¥35,000	TiZ9-MU04	PA2380X050	¥5,250			
Z890YL / Z890FL	TiZ9-MU03	PA2380X001	¥35,000	TiZ9-MU04(YOS)	PA2380X051	¥5,250			
Z990L	TiZ9-SU03	PA2381X001	¥35,000	TiZ9-SU04	PA2381X050	¥5,250			
Z990ML	TiZ9-SU03	PA2381X001	¥35,000	TiZ9-SU04	PA2381X050	¥5,250			
Z990KL / Z990SL	TiZ9-SU03	PA2381X001	¥35,000	TiZ9-SU04	PA2381X050	¥5,250			
Z990YL / Z990FL	TiZ9-SU03	PA2381X001	¥35,000	TiZ9-SU04(YOS)	PA2381X051	¥5,250			
M micro	SX3-NU03	PA2307X001	¥34,000	SX-NU04	PA2307X050	¥5,250			
M micro ML	SX3-NU03	PA2307X001	¥34,000	SX-NU04	PA2307X050	¥5,250			
M micro YL / M micro FL	SX3-NU03	PA2307X001	¥34,000	SX-NU04	PA2307X050	¥5,250			
M micro KL / M micro SL	SX3-NU03	PA2307X001	¥34,000	SX-NU04	PA2307X050	¥5,250			
M800L / M800	SX4-MU03	PA1280X003	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250			
M800ML	SX4-MU03	PA1280X003	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250			
M800YL / M800FL	SX4-MU03	PA1280X003	¥34,000	SX-MU04 (YOS)	P1026500	¥5,250			
M800KL / M800SL	SX4-MU03	PA1280X003	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250			
M900L / M900	SX4-SU03	PA1281X003	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250			
M900ML	SX4-SU03	PA1281X003	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250			
M900YL / M900FL	SX4-SU03	PA1281X003	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250			
M900KL / M900SL	SX4-SU03	PA1281X003	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250			
pico	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04	P1140500	¥5,250			
pico ML	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04	P1140500	¥5,250			
pico YL / pico FL	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04 (YOS)	P1148500	¥5,250			
pico KL / pico SL	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04	P1140500	¥5,250			
PRA-HP	PR-AQ03	T816016	¥24,500	—	—	—			
PR-HP	PR-03	T815016	¥18,500	—	—	—			

タービンカートリッジ早見表 (販売終了製品)

ハンドピース				カートリッジ			ヘッドキャップ		
製品名	製品名	製品番号	標準価格	製品名	製品番号	標準価格	製品名	製品番号	標準価格
Z800L / Z800	TiZ-MU03	Y1002075	¥35,000	TiZ-MU04	P1051050	¥5,250			
Z800ML	TiZ-MU03	Y1002075	¥35,000	TiZ-MU04	P1051050	¥5,250			
Z800YL / Z800FL	TiZ-MU03	Y1002075	¥35,000	TiZ-MU04	P1051050	¥5,250			
Z800KL / Z800SL	TiZ-MU03	Y1002075	¥35,000	TiZ-MU04	P1051050	¥5,250			
Z800WL / Z800BL	TiZ-MU03	Y1002075	¥35,000	TiZ-MU04	P1051050	¥5,250			
Z900L / Z900	TiZ-SU03	Y1002076	¥35,000	TiZ-SU04	P1052050	¥5,250			
Z900ML	TiZ-SU03	Y1002076	¥35,000	TiZ-SU04	P1052050	¥5,250			
Z900YL / Z900FL	TiZ-SU03	Y1002076	¥35,000	TiZ-SU04	P1052050	¥5,250			
Z900KL / Z900SL	TiZ-SU03	Y1002076	¥35,000	TiZ-SU04	P1052050	¥5,250			
Z900WL / Z900BL	TiZ-SU03	Y1002076	¥35,000	TiZ-SU04	P1052050	¥5,250			
M500L / M500	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250			
M500ML	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250			
M500YL / M500FL	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04 (YOS)	P1026500	¥5,250			
M500KL / M500SL	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250			
M500WLED / M500BLED	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250			
M500H3L / M500MHL	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250			
M600L / M600	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04	P1002500	¥5,250			
M600ML	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04	P1002500	¥5,250			
M600YL / M600FL	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250			
M600KL / M600SL	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04	P1002500	¥5,250			
M600WLED / M600BLED	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04	P1002500	¥5,250			
M600H3L / M600MHL	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04	P1002500	¥5,250			
M800WL / M800BL	SX4-MU03	PA1280X003	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250			
M900WL / M900BL	SX4-SU03	PA1281X003	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250			
pico WLED / pico BLED	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04	P1140500	¥5,250			
pico MHL	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04	P1140500	¥5,250			
PAX-SU M4 / B2	PAX-SU03	Y900772	¥26,500	PAX-SU04	P074050	¥5,250			
PAX-TU M4 / B2	PAX-TU03	Y900773	¥26,500	PAX-TU04	P075050	¥5,250			
MLXT-MU	NMC-MU03	P047	¥31,000	NMC-MU04	P047050	¥5,250			
MLXT-SU	NMC-SU03	P045	¥31,000	NCH-MU04	P040050	¥5,250			
MLXT-TU	NMC-TU03	P046	¥31,000	NCH-TU04	P042050	¥5,250			
MC2-MU	NMC-MU03	P047	¥31,000	NMC-MU04	P047050	¥5,250			
MC2-SU	NMC-SU03	P045	¥31,000	NCH-MU04	P040050	¥5,250			
MC2-TU	NMC-TU03	P046	¥31,000	NCH-TU04	P042050	¥5,250			
PRA-LUX-HP	PR-AQL03	T1002250	¥27,500	—	—	—			

薬事情報一覧

■エアタービン

販売名：ティーマックス ZT 認証番号：224ALBZX00044000
販売名：エスマックス MT 認証番号：221ALBZX00001000
販売名：エスマックス pico 認証番号：222ALBZX00024000
販売名：ティーマックス X4 5 0 認証番号：222ALBZX00032000

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：picoバー 届出番号：09B2X00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

■コントララングル

販売名：ティーマックス ZC 認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Z4 5 認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス XC 認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス XS 認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントララングルハンドピース FXシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース FX6 5 認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントララングルハンドピース Eシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：NSK プロファイアー AR 認証番号：222ALBZX00027000
販売名：歯周病専用ハンドピース EVA 認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ VM 承認番号：20800BZ00762000

一般的名称：ストレート・ギアドラングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：エンド用コントラ MP 承認番号：22200BZX00182000
販売名：エンド用コントラ MPAS 承認番号：22200BZX00184000

一般的名称：歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：isoE-ラックス 届出番号：09B2X00016000150
一般的名称：歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

■治療用モーター

販売名：NLX ナノ 認証番号：221ALBZX00015000

一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ティーマックス X2 0 5 L 認証番号：224ALBZX00027000

販売名：エスマックス M2 0 5 認証番号：222ALBZX00009000

一般的名称：歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルハイジーン

販売名：バリオスコンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000

販売名：バリオス 97 0 認証番号：223ALBZX00032000

販売名：バリオス 37 0 認証番号：223ALBZX00037000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ティーマックス S9 7 0 認証番号：223ALBZX00028000

販売名：S 5 0 ソニックブラシネット 認証番号：222ALBZX00019000

販売名：NSK エアスケール用チップ 認証番号：224ALBZX00042000

一般的名称：歯科用エアスケール 管理医療機器 特定保守管理医療機器

※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：プロファイメイト neo 認証番号：223ALBZX00029000

販売名：ペリオメイト 認証番号：226ABBZX00023000

一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用具 管理医療機器

販売名：フラッシュパール 届出番号：09B2X00016000034

販売名：ペリオメイト ハウダー 届出番号：09B2X00016000139

販売名：ソフパール 届出番号：09B2X00016000157

一般的名称：歯面研磨材 一般医療機器

販売名：ペリオメイト ノズルチップ 届出番号：09B2X00016000140

一般的名称：歯科用注入器具 一般医療機器

販売名：アイブローフ 認証番号：226ABBZX00034000

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■エンド治療

販売名：エンドメイト TC2 認証番号：222ALBZX00018000

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：アイベックスⅡ 認証番号：224ALBZX00015000

一般的名称：歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■訪問診療用機器

販売名：ピバエース 認証番号：227ABBZX00112000

一般的名称：可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：NLX プラス 認証番号：221ALBZX00019000

販売名：ピバメイト G5 認証番号：223ALBZX00022000

一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ピバ Q 認証番号：230ALBZX00025000

一般的名称：歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名：バリオス 17 0 認証番号：223ALBZX00036000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

※チップは特定保守管理医療機器非該当

■オーラルサージェリー

販売名：ティーマックス X-D 5 G 2 0 L 届出番号：09B2X00016000124

販売名：ティーマックス X-D 5 G 2 0 届出番号：09B2X00016000123

販売名：ティーマックス X-D 5 G 2 0 L 届出番号：09B2X00016000042

販売名：エスマックZ S G 2 0 届出番号：09B2X00016000041

販売名：ティーマックス X-S G 届出番号：09B2X00016000137

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：ティーマックス Z-S G 4 5 認証番号：226ABBZX00073000

一般的名称：ストレート・ギアドラングルハンドピース

管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージック Pro2 認証番号：303ALBZX00014000

一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名：コントララングルハンドピース SGM-E R 届出番号：09B2X00016000015

販売名：サージカルハンドピース SGM S-E R 届出番号：09B2X00016000018

販売名：ストレートハンドピース S G S-E 届出番号：09B2X00016000013

販売名：ストレートハンドピース S G S-E 2 届出番号：09B2X00016000014

販売名：ラングルハンドピース SGA-E 届出番号：09B2X00016000011

販売名：ラングルハンドピース SGA-E 2 届出番号：09B2X00016000012

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース SGR 2-E 届出番号：09B2X00016000020

販売名：ストレートハンドピース S G O 2-E 届出番号：09B2X00016000022

販売名：サジタルハンドピース SGT 2-E 届出番号：09B2X00016000021

一般的名称：手術用のこぎり 一般医療機器

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000102

販売名：SGO-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000098

販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000100

一般的名称：のこぎり 一般医療機器

販売名：iSD9 0 スクリュードライバ 認証番号：222ALBZX00016000

一般的名称：電池電源式骨手術用器械 管理医療機器

販売名：バリオサージ 3 認証番号：225ABBZX00144000

一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器

※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：サージカル イリゲーションチュープ 認証番号：09B1X00001000023

一般的名称：洗浄器キット 一般医療機器

販売名：ソケットリフト ハンドインストルメント 認証番号：09B2X00016000141

一般的名称：歯科用起子及び刺離子 一般医療機器

販売名：オッセオ 100+ 届出番号：09B2X00016000153

一般的名称：歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

■オートクレーブ

販売名：アイクレーブミニ2 認証番号：302ABBZX00049000

一般的名称：小型包装用高温蒸気滅菌器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

販売名：アルチメイト XL 届出番号：09B2X00016000030

販売名：ポリバーi7 届出番号：09B2X00016000149

一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名：プレスト アクア II 届出番号：09B2X00016000010

販売名：プレスト II 届出番号：09B2X00016000009

一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース 一般医療機器

KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。

Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。

Bien AirとUNIFLEXは、Bien-Air Holding SAの登録商標です。

W&Hは、W&H Dentalwerk Burmoos GmbHの登録商標です。

iPad®は、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.

の登録商標です。