


EZ SPRAY 潤滑スプレーアシスタント

ハンドピースのメンテナンスを より簡単、確実、効果的に。

EZスプレーは、スプレーグリップとハンドピースを確実に装着してオイルの洗浄・注油が行えるので、人によるバラつきがなく、誰がやっても簡単・確実にオイルメンテナンスが行えます。各社仕様のエアタービンをご使用いただく場合は、各社仕様エアタービン装着用アダプターセットをご使用ください。



製品名：EZスプレー標準セット 製品番号：Y900070 標準価格：¥24,000


セット内容：

- EZスプレーグリップ・コイルチューブ・グリップホルダー・缶ホルダー
- 切換バルブ・PA用ノズル・スプレーミスト吸引パック(1パック)

注意

ナカニシのパナスプレープラス専用です。
パナスプレープラスとPTL用ノズルは付属しておりません。

各社仕様エアータービン装着用アダプターセット (各社用アダプター + EZ-M4アダプター)




製品名	製品番号	標準価格	
EZ-MTアダプターセット	Y150011	¥15,000	・MT アダプター (モリタ用)
EZ-YSアダプターセット	Y150012	¥15,000	・YS アダプター (ヨシダ用)
EZ-YS2アダプターセット	Y150015	¥15,000	・YS-2 アダプター (ヨシダ用ライト無し)
EZ-OSアダプターセット	Y150013	¥15,000	・OS アダプター (オサダ用)
EZ-OS2アダプターセット	Y150017	¥15,000	・OS-2 アダプター (オサダ用ライト無し)

製品名	製品番号	標準価格	
EZ-OS4アダプターセット	Y150019	¥15,000	・OS-4 アダプター (オサダ用ライト付/後部回転タイフ)
EZ-KVアダプターセット	Y150007	¥15,000	・KV アダプター (カバ用)
EZ-SRアダプターセット	Y150010	¥15,000	・SR アダプター (シロナ用)
EZ-BAアダプターセット	Y150009	¥15,000	・BA アダプター (ビエン・エア用)
EZ-WHアダプターセット	Y150008	¥15,000	・WH アダプター (W&H用)

エアータービンの種類によっては装着できないものもあります。販売店にご相談ください。

EZグリップセット

注油によるハンドピース内の余分なオイルをエアブローにより排出します。EZグリップを使用する場所には、エアチューブ(外径φ6mm)のエア配管が必要です。



製品名: EZグリップセット
製品番号: ZA0229010
標準価格: ¥16,000

- ・EZスプレーグリップ
- ・コイルチューブ
- ・エア配管用継手 PEG6-4

スペアパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格
EZスプレーグリップ		Z229011	¥14,000
コイルチューブ		Z229135	¥1,500
グリップホルダー		Z229201	¥800
缶ホルダー		Z229020	¥3,800

製品名	製品	製品番号	標準価格
切換バルブ		Z229017	¥3,800
EZ-M4アダプター		Z229040	¥5,000
PA用ノズル		Z229030	¥1,600

製品名	製品	製品番号	標準価格
PTL用ノズル		Z229035	¥4,700
エア配管用継手 PEG6-4		D2A100307	¥500
Oリング グリップ用		D0312060100	¥300

熱水洗浄可能

オートクレープ可能


関連製品

パナスプレープラス

アルコール含有の特殊な潤滑油が採用されており、ハンドピースに内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、ハンドピースの寿命を延ばします。

製品名: パナスプレープラス 製品番号: Z182100 標準価格: ¥4,700
・ハンドピース用・480 mL・アルコール含

製品名: パナスプレープラス6本セット
製品番号: Y900630 標準価格: ¥24,000



スプレーミスト吸収パック

手を汚さず、飛散を防ぐ。

ハンドピースのヘッド部を吸着シートに差し込んで使用することで、オイルミストが周囲へ飛散するのを防ぐことができます。

製品名: スプレーミスト吸収パック
製品番号: Y900084 標準価格: ¥4,700

- ・10パック入り



株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700

TEL: 0289-64-3380
FAX: 0289-62-5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野4-8-1
TIXTOWER UENO 9F

TEL: 03-5828-4180
FAX: 03-5828-0064

大阪事務所 〒530-0057
大阪市北区曽根崎2-12-7
清和梅田ビル10F

TEL: 06-6315-7217
FAX: 06-6315-7218

ナカニシお客様相談窓口

受付時間 (土日祝日を除く)
9:00~17:00

ナカニシ コール
0120-7242-56

NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



21.04.05.PP